


A 14/1
Couvercle
pour fixer les charges fragiles.



- Couvercle en inox
- Découpe de 8 x 8 mm, arête de 3 mm
- Couvre la moitié d'un complément AK 12/1

Code EAN: 4002516340126 / Numéro de matériel: 11131560 /
Ancien Numéro de matériel: 69746003D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Couvercle	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	19
Cote extérieure, largeur nette en mm	207
Cote extérieure, profondeur nette en mm	224
Cote extérieure, hauteur brute en mm	65
Cote extérieure, largeur brute en mm	240
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,20
Poids brut en kg	0,35