

GP TDC 141 L
TwinDos Care
Détergent pour le système de dosage TwinDos

Code EAN: 4002516200079 / Numéro de matériel: 11171420 /
Ancien Numéro de matériel: 11997165EU1



- Pour rinçage des tuyaux de dosage TwinDos
- Utilisation avant un changement de produit
- Utilisation avant une pause prolongée (min. 2 mois)
- Garantit un fonctionnement optimal du système de dosage automatique
- Pour env. 5 cycles de lavage
- Pour lave-linge et combinés lave-linge/sèche-linge Miele avec TwinDos