

## PLW 8616 [EL CT]

Laveurs de laboratoire

– à 2 portes avec réservoir mixte, largeur 900 mm, 351 l volume utile.

Code EAN: 4002516144731 / Numéro de matériel: 11174740 /  
Ancien Numéro de matériel: 62861602B



- Performance/charge par ex. 216 flacons de laboratoire, 588 fioles ou 294 pipettes
- Le réservoir mixte peut servir au recyclage ou au préchauffage
- Consommation d'eau réduite jusqu'à 60% selon le chargement \*
- Supports de chargement flexibles et simples et système EasyLoad
- Efficacité – pompage performant avec la pompe à vitesse variable
- Résultats sûrs – contrôle du bras de lavage et de la conductivité

\* Par ex. 60% d'économie avec des flacons de laboratoire de 100 ml dans le programme universel max, par rapport au programme de laboratoire universel du PG 8527