

TT 86

Chariots de transfert

Pour charger et décharger les laveurs-désinfecteurs et lave-vaisselle de labo.



- Équipé de 4 roulettes, immobilisables
- Manipulation simple et agréable via la barre-poignée ergonomique
- Équipé d'un bac collecteur amovible
- Réglable sur différentes hauteurs
- Pour le nettoyage en stations de lavage de chariots conteneurs

Code EAN: 4002516147725 / Numéro de matériel: 11178960 / Ancien Numéro de matériel: 69200115D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	911
Cote extérieure, largeur nette en mm	693
Cote extérieure, profondeur nette en mm	990
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1130
Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	22,20
Poids brut en kg	41,00