

PLW 8615 [EL/S CT]

Laveur de laboratoire, à chauffage vapeur/électrique

– à 1 porte avec réservoir mixte, largeur 900 mm, 351 l volume utile.



Code EAN: 4002516147763 / Numéro de matériel: 11179030 /
Ancien Numéro de matériel: 62861508B

- Performance/charge par ex. 216 flacons de laboratoire, 588 fioles ou 294 pipettes
- Le réservoir mixte peut servir au recyclage ou au préchauffage
- Consommation d'eau réduite jusqu'à 60% selon le chargement *
- Supports de chargement flexibles et simples et système EasyLoad
- Efficacité – pompage performant avec la pompe à vitesse variable
- Résultats sûrs – contrôle du bras de lavage et de la conductivité

* Par ex. 60% d'économie avec des flacons de laboratoire de 100 ml dans le programme universel max, par rapport au programme de laboratoire universel du PG 8527