

PLW 8617 [EL/S TH RT]

Laveur de laboratoire, à chauffage vapeur/électrique

– à 1 porte, réservoir préch. et recyclage, largeur 1.150 mm, 351 l volume utile.

Code EAN: 4002516147893 / Numéro de matériel: 11179280 /
Ancien Numéro de matériel: 62861716B



- Performance/charge par ex. 216 flacons de laboratoire, 588 fioles ou 294 pipettes
- Durées courtes grâce à l'eau déminéralisée préchauffée
- Consommation d'eau réduite jusqu'à 60% selon le chargement *
- Respect de l'environnement grâce au réservoir de recyclage
- Supports de chargement flexibles et simples et système EasyLoad
- Efficacité – pompage performant avec la pompe à vitesse variable
- Résultats sûrs – contrôle du bras de lavage et de la conductivité

* Par ex. 60% d'économie avec des flacons de laboratoire de 100 ml dans le programme universel max, par rapport au programme de laboratoire universel du PG 8527