

ESWKL 60

Baguette de recouvrement
pour ESW tiroir culinaire de la Génération 7000.



Code EAN: 4002516219224 / Numéro de matériel: 11179710 /
Ancien Numéro de matériel: 22996274D

- Harmonie visuelle lors de l'installation
- Pour combiner deux appareils à la verticale
- Installer entre le tiroir culinaire Gourmet et un autre appareil
- Convient aux appareils noir obsidien
- Peut être utilisé pour les tiroirs culinaires Gourmet ESW 7000