

A 857

Pièce d'adaptation

Pour usage de chariots labo des séries G 7827/28 et PG 8527/28 dans la PG 86xx.



- Utilisation supports de chargement Miele existants dans PG 86xx
- Pour tous les supports de G 7827, G 7828, PG 8527 et PG 8528

Code EAN: 4002516201946 / Numéro de matériel: 11235960 /  
Ancien Numéro de matériel: 69685700D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Kit de modification	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	60
Cote extérieure, largeur brute en mm	110
Cote extérieure, profondeur brute en mm	405
Poids net en kg	0,33
Poids brut en kg	0,43