


A 850  
Cadre de maintien  
Pour les modules à injection A 620.



- Distribution : 2 x 5 blocs
- Peut être utilisé sur le module à injection A 620
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516200703 / Numéro de matériel: 11236630 /  
Ancien Numéro de matériel: 69685000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément/autre module	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	10
Largeur de compartiment en mm	114
Longueur de compartiment en mm	110
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	147
Cote extérieure, largeur nette en mm	244
Cote extérieure, profondeur nette en mm	578
Cote extérieure, hauteur brute en mm	135
Cote extérieure, largeur brute en mm	285
Cote extérieure, profondeur brute en mm	585
Poids net en kg	0,55
Poids brut en kg	0,95