

A 851

Cadre de maintien

Pour les modules à injection A 621.



- Distribution : 3 x 7 blocs
- Peut être utilisé sur le module à injection A 621
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516201915 / Numéro de matériel: 11236640 /
Ancien Numéro de matériel: 69685100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	21
Largeur de compartiment en mm	74
Longueur de compartiment en mm	77
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	119
Cote extérieure, largeur nette en mm	243
Cote extérieure, profondeur nette en mm	580
Cote extérieure, hauteur brute en mm	135
Cote extérieure, largeur brute en mm	285
Cote extérieure, profondeur brute en mm	586
Poids net en kg	0,67
Poids brut en kg	1,07