

A 852
Cadre de maintien
Pour les modules à injection A 622.



- Distribution : 4 x 9 blocs
- Peut être utilisé sur le module à injection A 622
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516201922 / Numéro de matériel: 11236650 /
Ancien Numéro de matériel: 69685200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Propriétés du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris, Noir
Nombre de compléments	36
Largeur de compartiment en mm	59
Longueur de compartiment en mm	58
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	76
Cote extérieure, largeur nette en mm	256
Cote extérieure, profondeur nette en mm	562
Cote extérieure, hauteur brute en mm	75
Cote extérieure, largeur brute en mm	330
Cote extérieure, profondeur brute en mm	680
Poids net en kg	0,61
Poids brut en kg	0,99