

A 12/2

Utilisation

pour laver en douceur les charges sensibles par interruption du jet de lavage.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et le panier supérieur
- Couvre la moitié de la surface de chargement d'un panier
- Ne peut pas être utilisé dans PG 8536

Code EAN: 4002516237068 / Numéro de matériel: 11238030 /
Ancien Numéro de matériel: 69501205D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Support	•
Cadre inférieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	237
Cote extérieure, largeur nette en mm	448
Cote extérieure, profondeur nette en mm	14
Cote extérieure, hauteur brute en mm	65
Cote extérieure, largeur brute en mm	255
Cote extérieure, profondeur brute en mm	475
Poids net en kg	0,39
Poids brut en kg	0,57