


A 11/2

Utilisation

pour laver en douceur les charges sensibles par interruption du jet de lavage.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et le panier supérieur

Code EAN: 4002516340119 / Numéro de matériel: 11239130 /  
Ancien Numéro de matériel: 69501103D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
Cadre inférieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1
Cote extérieure, largeur nette en mm	476
Cote extérieure, profondeur nette en mm	443
Cote extérieure, hauteur brute en mm	70
Cote extérieure, largeur brute en mm	505
Cote extérieure, profondeur brute en mm	430
Poids net en kg	0,71
Poids brut en kg	1,08