

APFD 203

Insert

pour la prise en charge optimale des supports d'appareil respiratoire autonome.



- prise en charge sûre d'un support d'appareil resp. autonome

Code EAN: 4002516185338 / Numéro de matériel: 11240090 / Ancien Numéro de matériel: 67020301D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8063	•
Catégorie de produit	
Complément pour support de respirateur à air comprimé	•
Capacité	
Supports d'appareil respiratoire autonome [nombre]	1
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	481
Cote extérieure, largeur nette en mm	470
Cote extérieure, profondeur nette en mm	470
Cote extérieure, hauteur brute en mm	485
Cote extérieure, largeur brute en mm	485
Cote extérieure, profondeur brute en mm	475
Poids net en kg	5,70
Poids brut en kg	6,22