

DGG 50-120

Récip. pour cuisson vapeur non perforé

pour four vapeur DG 7000 et four vapeur avec fonction micro-ondes DGM 6000/7000.

Code EAN: 4002516244578 / Numéro de matériel: 11323320 /
Ancien Numéro de matériel: 23996130EU1



- Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés
- Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau
- Capacité : 5,5 l
- l x p x h : 375 x 197 x 120 mm
- Ne convient pas au mode micro-ondes !