

APST 002

Clé USB Wi-Fi

Pour connecter facilement les stérilisateurs au réseau Wi-Fi.



- Facile à brancher sur un port USB de l'appareil
- Transfert de données de procédé à un appareil connecté en Wi-Fi

Code EAN: 4002516297048 / Numéro de matériel: 11376380 /
Ancien Numéro de matériel: 68900002D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Accessoires	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	10
Cote extérieure, largeur nette en mm	25
Cote extérieure, profondeur nette en mm	69
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	120
Cote extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02