

APST 003

Plateau en aluminium

Pour intégrer des instruments ou des éléments poreux, petits.



- Perforé pour une pénétration optimale de la vapeur
- Grande stabilité pour un faible poids
- Convient pour PST 1710 et PST 1720

Code EAN: 4002516297055 / Numéro de matériel: 11377310 /
Ancien Numéro de matériel: 68900003D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Accessoires	
PST 1710	•
PST 1720	•
Catégorie de produit	
Plaques/plateaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Aluminium
Couleur	Argent
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	20
Cote extérieure, largeur nette en mm	287
Cote extérieure, profondeur nette en mm	186
Cote extérieure, hauteur brute en mm	35
Cote extérieure, largeur brute en mm	200
Cote extérieure, profondeur brute en mm	300
Poids net en kg	0,18
Poids brut en kg	0,24