

APST 004

Plateau en aluminium

Pour intégrer des instruments ou des éléments poreux, grands.



- Perforé pour une pénétration optimale de la vapeur
- Grande stabilité pour un faible poids
- Convient pour PST 2210 et PST 2220

Code EAN: 4002516299448 / Numéro de matériel: 11377330 /
Ancien Numéro de matériel: 68900004D

Famille produit	
Petits stérilisateur	•
Accessoires	
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Plaques/plateaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Aluminium
Couleur	Argent
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	40
Cote extérieure, largeur brute en mm	200
Cote extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	0,23
Poids brut en kg	0,34