

APST 005

Support de plateau

Pour sortir sans risque les plateaux en aluminium.



- Poignée en plastique

Code EAN: 4002516298199 / Numéro de matériel: 11377340 /
Ancien Numéro de matériel: 68900005D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Accessoires	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	20
Cote extérieure, largeur nette en mm	186
Cote extérieure, profondeur nette en mm	379
Cote extérieure, hauteur brute en mm	55
Cote extérieure, largeur brute en mm	180
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,05