

APST 007

Microfiltre

pour filtrer les contaminants bactériologiques provenant de l'air ambiant.



- Facile à remplacer à l'avant des stérilisateurs
- Remplacement obligatoire après 400 cycles de stérilisation

Code EAN: 4002516298311 / Numéro de matériel: 11377360 /
Ancien Numéro de matériel: 68900007D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Accessoires	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Filtre	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	55
Cote extérieure, largeur brute en mm	95
Cote extérieure, profondeur brute en mm	95
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,04