

APST 008

Filtre

P capturer les particules de poussières à l'intérieur de l'appareil.



- Casette enfichable compacte pour faciliter le remplacement
- Remplacement obligatoire après 400 cycles de stérilisation

Code EAN: 4002516256397 / Numéro de matériel: 11377370 /
Ancien Numéro de matériel: 68900008D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Accessoires	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Filtre	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	15
Cote extérieure, largeur brute en mm	170
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,05