

APST 000

Système de traitement de l'eau Plug & Pure

Pour préparer l'eau déminéralisée.



- Composition : jeu de raccordement, tête et cartouche de filtre
- Simple et rapide à changer grâce à sa tête de filtre innovante
- Stable et doux pour les surfaces : pied en plastique
- Montage mural facile grâce au support mural fourni
- Une eau toujours excellente grâce au traitement de l'eau innovant

Code EAN: 4002516297031 / Numéro de matériel: 11401510 /
Ancien Numéro de matériel: 68900009D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Accessoires	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Propriétés du produit	
Puissance en l/min	1
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	476
Cote extérieure, largeur nette en mm	124
Cote extérieure, profondeur nette en mm	123
Cote extérieure, hauteur brute en mm	123
Cote extérieure, largeur brute en mm	315
Cote extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	3,66
Poids brut en kg	4,03