

APST 001

Cartouche de recharge

Pour le système de traitement d'eau APST 000, pour préparer l'eau déminéralisée.



- Compact, se range dans un meuble bas pour gagner de la place
- Simple et rapide à changer grâce à sa tête de filtre innovante

Code EAN: 4002516266495 / Numéro de matériel: 11401750 /
Ancien Numéro de matériel: 68900001D

| | |
|---|------|
| Famille produit | |
| Petits stérilisateurs | • |
| Accessoires | |
| PST 1710 | • |
| PST 1720 | • |
| PST 2210 | • |
| PST 2220 | • |
| Catégorie de produit | |
| Traitement de l'eau | • |
| Propriétés du produit | |
| Puissance en l/min | 1 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 469 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 123 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 123 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 135 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 135 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 475 |
| Poids net en kg | 2,57 |
| Poids brut en kg | 2,77 |