

WA CCR 0302 L

Caps CottonRepair

Lessive spéciale pour coton, paquet de 3. EasyOpen.

Code EAN: 4002516380559 / Numéro de matériel: 11485820 /
Ancien Numéro de matériel: 11997173EU2



- Renouvelle les textiles visiblement avec une seule charge
- Formule spéciale Miele avec la technologie Novozymes
- Élimine les peluches et renouvelle les couleurs et la luminosité
- Utiliser au maximum 1 à 2 fois par an par pièce de linge
- Capsules 100% en plastique recyclé – plus écologique
- Pour 3 applications – s'utilise dans tous types de lave-linge