

PR 900

Imprimante intégrée

Pour imprimer les protocoles de traitement.



- Imprimante thermique avec une largeur de papier de 60 mm
- Peut s'intégrer côté déchargement sur le modèle à deux portes

Code EAN: 4002516362081 / Numéro de matériel: 11491220 / Ancien Numéro de matériel: 69247004D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Propriétés du produit	
Couleur	Noir
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	950
Cote extérieure, largeur nette en mm	77
Cote extérieure, profondeur nette en mm	69
Cote extérieure, hauteur brute en mm	125
Cote extérieure, largeur brute en mm	200
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1000
Poids net en kg	2,87
Poids brut en kg	3,59