

## DOS K 85 flex

Module de dosage pour bidon de 5 à 10 l

Pour le dosage automatique de produits liquides, avec indication de niveau vide.



- Surveillance du dosage : sécurité élevée selon DIN EN ISO 15883
- Pour le dosage de détergents/ produits de neutralisation liquides
- Lance d'aspi. 352 mm mm pour réservoir 5–10 l avec fermeture flexible
- Kit transfo. lance d'aspi. réservoir 10–30 l dispo. auprès du SAV

Code EAN: 4002516357438 / Numéro de matériel: 11498880 / Ancien Numéro de matériel: 69747052D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Taux d'extraction en ml/60 secondes	55
Longueur de la canne d'aspiration en mm	352
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
AC/DC	AC
Tension en V	200-230
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	160
Cote extérieure, largeur brute en mm	198
Cote extérieure, profondeur brute en mm	478
Poids net en kg	2,25
Poids brut en kg	2,45
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•