

ProCare Tex 10 - 5 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 5 l
sans phosphates, avec l'Écolabel européen.



- Développé spécialement pour Miele Professional
- À base de matières premières renouvelables
- Lavage rapide et efficace même à faible dosage
- Excellentes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Distingué par l'Écolabel européen

Code EAN: 4002516364580 / Numéro de matériel: 11516870 /
Ancien Numéro de matériel: 59701101DE

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Bien
Dissolution de la graisse	Bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	12,0-13,0
Convient pour un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur pH de la solution	12,0-13,0
Propriétés du produit	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
Utilisation	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Nettoyage de vêtements de sport	•
Nettoyage de vêtements d'extérieur	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, profondeur brute en mm	193,00
Propriétés du produit	
Type de produit	Lessive pure
Alcalinité	Alcalin
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Alcalis, Tensio-actifs
Biodégradable	•
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Très efficace dès 40 °C	•
Durée d'action courte	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,25
À base de matières premières 100% renouvelables	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	24
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	256
Cote extérieure, largeur nette en mm	148
Cote extérieure, profondeur nette en mm	193
Cote extérieure, hauteur brute en mm	249,00
Cote extérieure, largeur brute en mm	148,00
Cote extérieure, profondeur brute en mm	193,00

ProCare Tex 10 - 5 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 5 l
sans phosphates, avec l'Écolabel européen.



Code EAN: 4002516364580 / Numéro de matériel: 11516870 /
Ancien Numéro de matériel: 59701101DE

Capacité en g	6250
---------------	------

Poids brut en kg	6,53
------------------	------

Capacité en ml	5000
----------------	------

Conformités, contrôles et indicateurs	
--	--

Conforme aux normes SGH/CLP	•
-----------------------------	---

Écolabel UE	•
-------------	---

Numéros de contrôle	
----------------------------	--

Écolabel UE : DE/039/019	•
--------------------------	---