

## ProCare Tex 10 - 10 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 10 l sans phosphates, avec l'Écolabel européen.



- Développé spécialement pour Miele Professional
- À base de matières premières renouvelables
- Lavage rapide et efficace même à faible dosage
- Excellentes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Primé par l'Écolabel UE

Code EAN: 4002516364252 / Numéro de matériel: 11520160 / Ancien Numéro de matériel: 59701201DE

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Bien
Dissolution de la graisse	Bien
<b>Dosage</b>	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	12,0-13,0
Convient pour un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Recommandation de dosage</b>	
Valeur pH de la solution	12,0-13,0
<b>Propriétés du produit</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
<b>Utilisation</b>	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Nettoyage de vêtements de sport	•
Nettoyage de vêtements d'extérieur	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, profondeur brute en mm	228,00
<b>Propriétés du produit</b>	
Type de produit	Lessive pure
Alcalinité	Alcalin
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Alcalis, Tensio-actifs
Biodégradable	•
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Très efficace dès 40 °C	•
Durée d'action courte	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,25
À base de matières premières 100% renouvelables	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	24
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	314
Cote extérieure, largeur nette en mm	202
Cote extérieure, profondeur nette en mm	230
Cote extérieure, hauteur brute en mm	306,00
Cote extérieure, largeur brute en mm	204,00
Cote extérieure, profondeur brute en mm	228,00

ProCare Tex 10 - 10 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 10 l  
sans phosphates, avec l'Écolabel européen.



Code EAN: 4002516364252 / Numéro de matériel: 11520160 /  
Ancien Numéro de matériel: 59701201DE

Capacité en g	12500
---------------	-------

Poids brut en kg	12,98
------------------	-------

Capacité en ml	10000
----------------	-------

<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
--	--

Conforme aux normes SGH/CLP	•
-----------------------------	---

Écolabel UE	•
-------------	---

<b>Numéros de contrôle</b>	
----------------------------	--

Écolabel UE : DE/039/019	•
--------------------------	---