

ProCare Tex 10 - 20 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 20 l sans phosphates, avec l'Écolabel européen.



- Développé spécialement pour Miele Professional
- À base de matières premières renouvelables
- Lavage rapide et efficace même à faible dosage
- Excellentes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Distingué par l'Écolabel européen

Code EAN: 4002516365365 / Numéro de matériel: 11520190 / Ancien Numéro de matériel: 59701301DE

| | |
|---|------------------------|
| Famille produit | |
| Lave-linge | • |
| Efficacité de lavage | |
| Détachement de la saleté | Très bien |
| Dissolution des protéines | Bien |
| Dissolution de la graisse | Bien |
| Dosage | |
| Adaptation de la concentration du dosage possible | • |
| Valeur pH de la solution | 12,0-13,0 |
| Convient pour un dosage automatique (AutoDos) | • |
| Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau | • |
| Recommandation de dosage | |
| Valeur pH de la solution | 12,0-13,0 |
| Propriétés du produit | |
| Température de stockage minimale en °C | 0 |
| Température de stockage maximale en °C | 40 |
| Utilisation | |
| Laveries automatiques | • |
| Hôtellerie, gastronomie | • |
| Nettoyage de vêtements de sport | • |
| Nettoyage de vêtements d'extérieur | • |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 288,00 |
| Propriétés du produit | |
| Type de produit | Lessive pure |
| Alcalinité | Alcalin |
| Forme d'agrégat | Concentré liquide |
| Composants | Alcalis, Tensio-actifs |
| Biodégradable | • |
| Sans phosphates | • |
| Efficace à des température de 30 à 90 °C | • |
| Très efficace dès 40 °C | • |
| Durée d'action courte | • |
| Lavage efficace même à faible dosage | • |
| Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³ | 1,25 |
| À base de matières premières 100% renouvelables | • |
| Conseils de stockage | |
| Température de stockage minimale en °C | 0 |
| Température de stockage maximale en °C | 40 |
| À conserver dans un endroit frais et sec | • |
| Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient | • |
| Durée de conservation en mois | 24 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 385 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 258 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 294 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 378,00 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 256,00 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 288,00 |

ProCare Tex 10 - 20 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 20 l
sans phosphates, avec l'Écolabel européen.



Code EAN: 4002516365365 / Numéro de matériel: 11520190 /
Ancien Numéro de matériel: 59701301DE

| | |
|---------------|-------|
| Capacité en g | 24000 |
|---------------|-------|

| | |
|------------------|-------|
| Poids brut en kg | 25,00 |
|------------------|-------|

| | |
|----------------|-------|
| Capacité en ml | 20000 |
|----------------|-------|

| | |
|--|--|
| Conformités, contrôles et indicateurs | |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Conforme aux normes SGH/CLP | • |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Écolabel UE | • |
|-------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Numéros de contrôle | |
|----------------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Écolabel UE : DE/039/019 | • |
|--------------------------|---|