

ProCare Tex 10 MA - 5 l

Lessive délicat & couleurs, concentré liquide, moyennement alcaline, 5 l très efficace, sans phosphates, avec l'Écolabel européen.



- Pour un nettoyage optimal des textiles délicats
- Développé spécialement pour Miele Professional
- Sans azurants optiques ni agents de blanchiment
- Temps de maintien court et contrôle d'excès de mousse
- Bonnes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Distingué par l'Écolabel européen

Code EAN: 4002516364269 / Numéro de matériel: 11520220 / Ancien Numéro de matériel: 59702101DE

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Bien
Dissolution des protéines	Bien
Dissolution de la graisse	Bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	8,0-9,0
Convient pour un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Utilisation	
Hôtellerie, gastronomie	•
Nettoyage de vêtements de sport	•
Nettoyage de vêtements d'extérieur	•
Nettoyage de tenues de travail	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Lessive textiles délicats et couleurs
Alcalinité	Faiblement alcalin
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,09
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	256
Cote extérieure, largeur nette en mm	148
Cote extérieure, profondeur nette en mm	193
Cote extérieure, hauteur brute en mm	249,00
Cote extérieure, largeur brute en mm	148,00
Cote extérieure, profondeur brute en mm	193,00
Capacité en g	5450
Poids brut en kg	5,73
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Écolabel UE	•
Numéros de contrôle	
Écolabel UE : DE/039/020	•