

ProCare Tex 20 OB - 5 l

Agent de blanchiment, concentré liquide, acide, 5 l

À base d'oxygène.



- Pour une élimination parfaite des taches tenaces
- Développé spécialement pour Miele Professional
- Additif optimal pour toutes les lessives
- Apport en oxygène régulier grâce à des stabilisateurs spéciaux

Code EAN: 4002516365471 / Numéro de matériel: 11520280 /

Ancien Numéro de matériel: 59703101DE

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Blanchiment	Très bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	1,5-2,5
Convient pour un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Agents de blanchiment
Alcalinité	Acide
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Oxygène actif
Sans phosphates	•
Agent d'oxygénation idéal dans les bains lessiviels	•
Apport en oxygène régulier grâce à des stabilisateurs spéciaux	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,13
Décomposition sans aucun résidu	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	12
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	256
Cote extérieure, largeur nette en mm	148
Cote extérieure, profondeur nette en mm	193
Cote extérieure, hauteur brute en mm	249,00
Cote extérieure, largeur brute en mm	148,00
Cote extérieure, profondeur brute en mm	193,00
Capacité en g	5650
Poids brut en kg	6,00
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Règlement relatif aux explosifs	•