

ProCare Tex 20 OB - 10 l

Agent de blanchiment, concentré liquide, acide, 10 l

À base d'oxygène.



- Pour une élimination parfaite des taches tenaces
- Développé spécialement pour Miele Professional
- Additif optimal pour toutes les lessives
- Apport en oxygène régulier grâce à des stabilisateurs spéciaux

Code EAN: 4002516365488 / Numéro de matériel: 11520320 / Ancien Numéro de matériel: 59703201DE

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Blanchiment	Très bien
<b>Dosage</b>	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	1,5-2,5
Convient pour un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Type de produit	Agents de blanchiment
Alcalinité	Acide
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Oxygène actif
Sans phosphates	•
Agent d'oxygénation idéal dans les bains lessiviels	•
Apport en oxygène régulier grâce à des stabilisateurs spéciaux	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,13
Décomposition sans aucun résidu	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	12
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	314
Cote extérieure, largeur nette en mm	202
Cote extérieure, profondeur nette en mm	230
Cote extérieure, hauteur brute en mm	306,00
Cote extérieure, largeur brute en mm	204,00
Cote extérieure, profondeur brute en mm	228,00
Capacité en g	11300
Poids brut en kg	12,00
Capacité en ml	10000
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Règlement relatif aux explosifs	•