

ProCare Tex 70 S - 10 l  
Adoucissant, concentré liquide, acide, 10 l  
sans microplastiques.



- Pour un entretien optimal des textiles
- Développé spécialement pour Miele Professional
- Bonnes propriétés antistatiques pour les tissus mélangés
- Très bonne affinité
- Aucun parfum encapsulé

Code EAN: 4002516365518 / Numéro de matériel: 11520390 /  
Ancien Numéro de matériel: 59704201DE

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Effet antistatique	Bien
Affinité	Très bien
<b>Dosage</b>	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	3,5-4,5
Convient pour un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Utilisation</b>	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Nettoyage de vêtements de sport	•
Nettoyage de vêtements d'extérieur	•
Nettoyage de tenues de travail	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Type de produit	Adoucissant
Alcalinité	Acide
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Parfums
Sans phosphates	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	0,99
Sans microplastiques	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	12
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	314
Cote extérieure, largeur nette en mm	202
Cote extérieure, profondeur nette en mm	230
Cote extérieure, hauteur brute en mm	306,00
Cote extérieure, largeur brute en mm	204,00
Cote extérieure, profondeur brute en mm	228,00
Capacité en g	9900
Poids brut en kg	11,38
Capacité en ml	10000
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•