

ProCare Tex 70 S - 20 l
Adoucissant, concentré liquide, acide, 20 l
sans microplastiques.



- Pour un entretien optimal des textiles
- Développé spécialement pour Miele Professional
- Bonnes propriétés antistatiques pour les tissus mélangés
- Très bonne affinité
- Aucun parfum encapsulé

Code EAN: 4002516365525 / Numéro de matériel: 11520400 /
Ancien Numéro de matériel: 59704301DE

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Effet antistatique	Bien
Affinité	Très bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	3,5-4,5
Convient pour un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Utilisation	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Nettoyage de vêtements de sport	•
Nettoyage de vêtements d'extérieur	•
Nettoyage de tenues de travail	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Adoucissant
Alcalinité	Acide
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Parfums
Sans phosphates	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	0,99
Sans microplastiques	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	12
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	385
Cote extérieure, largeur nette en mm	258
Cote extérieure, profondeur nette en mm	294
Cote extérieure, hauteur brute en mm	378,00
Cote extérieure, largeur brute en mm	256,00
Cote extérieure, profondeur brute en mm	288,00
Capacité en g	20000
Poids brut en kg	21,00
Capacité en ml	20000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•