

APIB 001

Semelle anti-adhésive

Pour un repassage impeccable des textiles foncés et délicats



- Évite le lustrage sur les textiles foncés/délicats
- Finition directe des textiles avec transferts, impressions, etc.
- Inutile de repasser sur l''envers ou d''utiliser une pattemouille

Code EAN: 4002516373155 / Numéro de matériel: 11622350 /
Ancien Numéro de matériel: 59530001EU

Famille produit	
Centres de repassage	•
Famille produits/accessoires	
PIB 100	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	250
Cote extérieure, largeur nette en mm	350
Cote extérieure, profondeur nette en mm	30
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	150
Cote extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net [kg]	0,13
Poids brut en kg	0,14