

APIB 002

Steamer

Pour faciliter les finitions des chemisiers et vestons sur le cintre.



- Débit de vapeur élevé pour des résultats parfaits
- La brosse amovible permet de redresser les fibres des textiles
- Convient également pour rafraîchir les textiles
- Facile à exploiter et à manipuler

Code EAN: 4002516373261 / Numéro de matériel: 11622490 /  
Ancien Numéro de matériel: 59530002EU

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Famille produit</b>                  |             |
| Centres de repassage                    | •           |
| <b>Famille produits/accessoires</b>     |             |
| PIB 100                                 | •           |
| <b>Catégorie de produit</b>             |             |
| Autres accessoires                      | •           |
| <b>Propriétés du produit</b>            |             |
| Matériau                                | Plastique   |
| Couleur                                 | Blanc lotus |
| <b>Dimensions et poids</b>              |             |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm    | 94          |
| Cote extérieure, largeur nette en mm    | 145         |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 299         |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm    | 125         |
| Cote extérieure, largeur brute en mm    | 165         |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 350         |
| Poids net [kg]                          | 0,95        |
| Poids brut en kg                        | 1,15        |