

APIB 002

Steamer

Pour faciliter les finitions des chemisiers et vestons sur le cintre.



- Forte émission de vapeur pour des résultats inégalés
- La brosse amovible permet de redresser les fibres des textiles
- Convient aussi pour le défroissage vapeur des textiles
- Léger et conçu pour une manipulation simple

Code EAN: 4002516373261 / Numéro de matériel: 11622490 /
Ancien Numéro de matériel: 59530002EU

Famille produit	
Centres de repassage	•
Famille produits/accessoires	
PIB 100	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc lotus
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	350
Cote extérieure, largeur nette en mm	165
Cote extérieure, profondeur nette en mm	125
Cote extérieure, hauteur brute en mm	125
Cote extérieure, largeur brute en mm	165
Cote extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net [kg]	0,95
Poids brut en kg	1,15