

K 7733 E

Réfrigérateur encastrable, hauteur de niche 178 cm
avec DynaCool et éclairage LED pour la conservation pratique des aliments.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean
- Plus d'espace intérieur pour les objets volumineux – ComfortSize



Code EAN: 4002516379133 / Numéro de matériel: 11641400 /
Ancien Numéro de matériel: 36773300EU1

Informations générales	
Référence du modèle	K 7733 E
Référence mat. du fabricant	11641400
Numéro EAN	4002516379133
Classe marketing	Gold
Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Charnière de porte	droite
Charnière de porte commutable	•
Design	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de refroidissement	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Mode Fête	•
Mode vacances	•
Smart Extras	
Conseils de refroidissement	•
Modes de refroidissement	•
Notifications push	•
RemoteUpdate	•
Intégration Smart Home	•
Commande	
Concept de commande	SensorTouch
SuperCool	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Réfrigérateur/Zone réfrig.	
Nombre de clayettes	7
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	3
Compartiment de porte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	5
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	114,30
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,31
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•

K 7733 E

Réfrigérateur encastrable, hauteur de niche 178 cm
avec DynaCool et éclairage LED pour la conservation pratique des aliments.



Code EAN: 4002516379133 / Numéro de matériel: 11641400 /
Ancien Numéro de matériel: 36773300EU1

Caractéristiques techniques

Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	570
Hauteur de la niche min. en mm	1772
Hauteur de la niche max. en mm	1788
Profondeur de la niche en mm	550
Dimensions (l x h p) en mm	559 x 1770 x 546
Largeur de l'appareil en mm	559
Hauteur de l'appareil en mm	1770
Profondeur de l'appareil en mm	546
Poids en kg	58,8
Technique de fixation	Porte fixe
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	26
Plage de température	SN-T
Zone de réfrigération en l	309
Volume total utile en l	308
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions sonores en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis


Balconnet à œufs

•


K 7733 E

Réfrigérateur encastrable, hauteur de niche 178 cm


avec DynaCool et éclairage LED pour la conservation pratique des aliments.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E,
K7744E, K7773D, K7774D



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E,
K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E,
K7744E, K7773D, K7774D, side view