


A 317

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 6 paniers à mailles.



- Équipé avec 7 supports (6 compartiments)
- Inclinaison réglable pour différentes gammes d'appareils

Code EAN: 4002516413875 / Numéro de matériel: 11710110 /
Ancien Numéro de matériel: 68631700D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	6
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Capacité	
Plaques/plateaux [nombre]	6
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	142
Cote extérieure, largeur nette en mm	154
Cote extérieure, profondeur nette en mm	465
Cote extérieure, hauteur brute en mm	220
Cote extérieure, largeur brute en mm	205
Cote extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	0,83
Poids brut en kg	2,43