

GS RA 503 L

Produit de rinçage, 500 ml

pour un meilleur séchage et une meilleure protection dans un lave-vaisselle Miele.

Code EAN: 4002516430964 / Numéro de matériel: 11772110 /  
Ancien Numéro de matériel: 21995532EU2



- Des verres toujours étincelants
- Adjuvant de séchage de votre vaisselle
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Avec bouchon spécial pour un dosage précis et simple
- Bouteilles 100% en plastique recyclé – plus écologique