


KFR 7000

Porte-bouteilles

pour ranger les bouteilles de manière sûre et compacte dans le réfrigérateur.

Code EAN: 4002516467489 / Numéro de matériel: 11775120 /
Ancien Numéro de matériel: 36996110EU1



- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour un rangement horizontal et sûr de produits comme le vin
- En métal chromé
- Adaptés à une sélection d'appareils de froid encastrés K 7000
- Pour 9 bouteilles max., suivant la taille et la forme