

RX1-YCR-M05

Batterie Li-Ion RX1

pour une autonomie non-stop 60 min. du Scout RX1.

Code EAN: 4002516435020 / Numéro de matériel: 11779150 /
Ancien Numéro de matériel: 4199699EU1



- Batterie de qualité grande capacité : 37,75 Wh
- Longue vie grâce à la technologie Lithium sans effet mémoire
- Avec protection contre courts-circuits, surchauffe et surtension
- Échange aisé et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute performance est testée séparément