

RX2/RX3-YCR-MT12
Batterie Li-Ion RX2/RX3 120
pour une autonomie non-stop 120 min. du Scout RX2/RX3.

Code EAN: 4002516435044 / Numéro de matériel: 11779170 /
Ancien Numéro de matériel: 4199701EU1



- Batterie de qualité grande capacité : 75,5 Wh
- Longue vie grâce à la technologie Lithium sans effet mémoire
- Avec protection contre courts-circuits, surchauffe et surtension
- Échange aisé et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute performance est testée séparément