

KSB 70

Boîte de rangement PerfectFresh
pour un stockage clair des aliments dans le réfrigérateur.

Code EAN: 4002516467496 / Numéro de matériel: 11779620 /
Ancien Numéro de matériel: 36996113EU1



- En plastique transparent de haute qualité
- Pour un rangement flexible et clairement organisé
- Peut être déplacé latéralement dans le compartiment PerfectFresh
- Convient très bien aux aliments fragiles, par ex. les baies
- parfait pour les tiroirs PerfectFresh Active et Pro K 7000