

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]

Produit de lavage manuel, neutre, 1 l

avec bec verseur, pour le prétraitement manuel, respectueux de l'environnement.



- Des instruments propres et sûrs grâce à un nettoyage optimal
- Excellente préservation des matériaux
- Composants aisément biodégradables
- Sans phosphates
- Emballage recyclable, y compris la fermeture et l'étiquette

Code EAN: 7612594269546 / Numéro de matériel: 11847280 / Ancien Numéro de matériel: 6980M0101V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Utilisations possibles	
Élimination des résidus organiques	Très bien
Trempage des instruments et ustensiles préalablement au traitement en machine	Sehr gut
Recommandation de dosage	
Valeur pH de la solution	7,5
Petite ouverture comme bec verseur	•
Princip. domaines util.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Urologie	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de lavage neutre
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans phosphate), Inhibiteurs de corrosion, Acides organiques, Tensioactif, tensioactif non ionique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'aluminium non anodisé	•
Convient pour la céramique	•
Prévient la corrosion	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection des matériaux	•
Sans phosphates	•
Convient pour les instruments standard	•
Convient au traitement manuel des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Approprié pour instruments chirurgicaux	•
Approprié pour appareils d'anesthésie	•
Pour prévenir et réduire le dessèchement des surfaces encrassées	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	217
Cote extérieure, largeur nette en mm	85
Cote extérieure, profondeur nette en mm	85
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	85
Cote extérieure, profondeur brute en mm	85

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]

Produit de lavage manuel, neutre, 1 l

avec bec verseur, pour le prétraitement manuel, respectueux de l'environnement.

Code EAN: 7612594269546 / Numéro de matériel: 11847280 /
Ancien Numéro de matériel: 6980M0101V1

Poids brut en kg 1

Capacité en ml 1000

Conform., contrôles, indic.

CE

•

