

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Mousse de prétraitement, moyennement alcaline, 500 ml
pour prétraitement manuel, enzymatique.



- Le prétraitement réduit l'adhérence des impuretés
- Rinçage plus facile grâce à la prévention du séchage
- Amélioration du traitement en machine des instruments
- Excellente préservation des matériaux
- Emballage recyclable, y compris la fermeture et l'étiquette

Code EAN: 7612594269287 / Numéro de matériel: 11847560 /
Ancien Numéro de matériel: 6980M0271V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	Très bien
Élimination des résidus organiques	Très bien
Élimination des restes de culture cellulaires et tissulaires	Très bien
Élimination des mucosités des instruments médicaux	Sehr gut
Réduit l'adhérence des impuretés sur les surfaces	Sehr gut
Recommandation de dosage	
Valeur pH de la solution	8,0-9,0
Princip. domaines util.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Urologie	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Mousse de prétraitement
Composants	Enzyme, Conservateur, Méthylisothiazolinone, Tensioactif, tensioactif non ionique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'aluminium non anodisé	•
Prévient la corrosion	•
Protection des matériaux	•
Sans phosphates	•
Excellente capacité de rinçage	•
Convient pour les instruments standard	•
Convient aux métaux non ferreux	•
Convient pour l'aluminium anodisé	•
Convient au traitement manuel des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Approprié pour instruments chirurgicaux	•
Convient au transport du lieu d'utilisation au lieu de traitement	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	187
Cote extérieure, largeur nette en mm	67
Cote extérieure, profondeur nette en mm	67
Cote extérieure, hauteur brute en mm	187
Cote extérieure, largeur brute en mm	67
Cote extérieure, profondeur brute en mm	67
Poids brut en kg	1
Capacité en ml	500

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Mousse de prétraitement, moyennement alcaline, 500 ml
pour prétraitement manuel, enzymatique.

Code EAN: 7612594269287 / Numéro de matériel: 11847560 /
Ancien Numéro de matériel: 6980M0271V1

Conform., contrôles, indic.

CE

