

ProCare Med 10 A - 5 l

Produit de lavage polyvalent, alcalin, 5 l

pour le traitement en machine des instruments et ustensiles.



- Polyvalent avec une excellente performance de nettoyage
- Convient à l'élimination des résidus an/organiques
- Pour le sang, les résidus de tissus et les protéines
- Emballage recyclable, y compris la fermeture et l'étiquette

Code EAN: 7612594269317 / Numéro de matériel: 11847660 / Ancien Numéro de matériel: 6980M0311V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	Très bien
Élimination des protéines	Très bien
Élimination des résidus organiques	Très bien
Élimination des impuretés anorganiques et organiques	Très bien
Élimination des restes de culture cellulaires et tissulaires	Très bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3–10 ml/l (0,3–1,0%)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Valeur de pH à 20 °C	12,6
Princip. domaines util.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de nettoyage alcalin
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Alcalis,Séquestrants (sans phosphate),Inhibiteurs de
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'innox	•
Convient pour la céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Ne convient pas pour les métaux non ferreux	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection des matériaux	•
Sans tensioactifs	•
Utilisations multiples	•
Convient pour les instruments standard	•
Ne convient pas pour l'aluminium non anodisé	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Approprié pour instruments chirurgicaux	•
Approprié pour instruments microchirurgicaux	•
Approprié pour instruments MIS	•
Approprié pour appareils d'anesthésie	•
Approprié pour appareils respiratoires	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	214
Cote extérieure, largeur nette en mm	143
Cote extérieure, profondeur nette en mm	246

ProCare Med 10 A - 5 l

Produit de lavage polyvalent, alcalin, 5 l

pour le traitement en machine des instruments et ustensiles.



Code EAN: 7612594269317 / Numéro de matériel: 11847660 /

Ancien Numéro de matériel: 6980M0311V1

Cote extérieure, hauteur brute en mm	214
--------------------------------------	-----

Cote extérieure, largeur brute en mm	143
--------------------------------------	-----

Cote extérieure, profondeur brute en mm	246
---	-----

Poids brut en kg	8
------------------	---

Capacité en ml	5000
----------------	------

Conformités, contrôles et indicateurs	
--	--

CE	•
----	---

Conforme aux normes SGH/CLP	•
-----------------------------	---