

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Produit de lavage polyvalent, moyennement alcalin, 1 l

à col large, pour traitement optimal des instruments standard et de transfert.



- Produit de lavage puissant qui préserve les matériaux
- Convient à tous les types d'instruments
- Composants spéciaux sélectionnés de grande qualité
- Peu moussant, sans parfum ni colorant
- Emballage recyclable, y compris la fermeture et l'étiquette

Code EAN: 7612594269348 / Numéro de matériel: 11847720 / Ancien Numéro de matériel: 6980M0481V1

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Élimination du sang	Très bien
Élimination des résidus organiques	Très bien
Élimination des restes de culture cellulaires et tissulaires	Très bien
Élimination des mucosités des instruments médicaux	Sehr gut
Réduit l'adhérence des impuretés sur les surfaces	Sehr gut
<b>Recommandation de dosage</b>	
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Valeur pH de la solution	10,0
<b>Princip. domaines util.</b>	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Type de produit	Faib alc Produit de net.
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Enzyme,Séquestrants (sans phosphate),Conservateur,P hosphate,Tensioactif,tensio actif non ionique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'aluminium non anodisé	•
Convient pour la céramique	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection des matériaux	•
Utilisations multiples	•
Excellente préservation des matériaux	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Approprié pour des matériaux sensibles	•
Convient pour les instruments standard	•
Convient aux métaux non ferreux	•
Convient pour l'aluminium anodisé	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Approprié pour instruments chirurgicaux	•
Approprié pour instruments microchirurgicaux	•
Approprié pour instruments MIS	•
Approprié pour appareils d'anesthésie	•
Approprié pour appareils respiratoires	•

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Produit de lavage polyvalent, moyennement alcalin, 1 l

à col large, pour traitement optimal des instruments standard et de transfert.



Code EAN: 7612594269348 / Numéro de matériel: 11847720 /  
Ancien Numéro de matériel: 6980M0481V1

Appropriés pour ustensiles de soin

•

Approprié pour récipients de stérilisation en aluminium

•

#### Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

244

Cote extérieure, largeur nette en mm

83

Cote extérieure, profondeur nette en mm

83

Cote extérieure, hauteur brute en mm

244

Cote extérieure, largeur brute en mm

83

Cote extérieure, profondeur brute en mm

83

Poids brut en kg

1

Capacité en ml

1000

#### Conform., contrôles, indic.

CE

•