

## ProCare Med 10 MA - 5 l

Produit de lavage polyvalent, moyennement alcalin, 5 l  
pour le traitement en machine des instruments chirurgicaux.



- Produit de lavage puissant qui préserve les matériaux
- Convient à tous les types d'instruments
- Composants spéciaux sélectionnés de grande qualité
- Peu moussant, sans parfum ni colorant
- Emballage recyclable, y compris la fermeture et l'étiquette

Code EAN: 7612594269379 / Numéro de matériel: 11847730 /  
Ancien Numéro de matériel: 6980M0411V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	Très bien
Élimination des résidus organiques	Très bien
Élimination des restes de culture cellulaires et tissulaires	Très bien
Élimination des mucosités des instruments médicaux	Sehr gut
Réduit l'adhérence des impuretés sur les surfaces	Sehr gut
Recommandation de dosage	
Valeur pH de la solution	10,0
Princip. domaines util.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Faib alc Produit de net.
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Enzyme,Séquestrants (sans phosphate),Conservateur,P hosphate,Tensioactif,tensio actif non ionique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'aluminium non anodisé	•
Convient pour la céramique	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection des matériaux	•
Utilisations multiples	•
Excellente préservation des matériaux	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Approprié pour des matériaux sensibles	•
Convient pour les instruments standard	•
Convient aux métaux non ferreux	•
Convient pour l'aluminium anodisé	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Approprié pour instruments chirurgicaux	•
Approprié pour instruments microchirurgicaux	•
Approprié pour instruments MIS	•
Approprié pour appareils d'anesthésie	•
Approprié pour appareils respiratoires	•
Appropriés pour ustensiles de soin	•

ProCare Med 10 MA - 5 l

Produit de lavage polyvalent, moyennement alcalin, 5 l  
pour le traitement en machine des instruments chirurgicaux.



Code EAN: 7612594269379 / Numéro de matériel: 11847730 /  
Ancien Numéro de matériel: 6980M0411V1

Approprié pour récipients de stérilisation en aluminium •

<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	214
Cote extérieure, largeur nette en mm	143
Cote extérieure, profondeur nette en mm	246
Cote extérieure, hauteur brute en mm	214
Cote extérieure, largeur brute en mm	143
Cote extérieure, profondeur brute en mm	246
Poids brut en kg	6
Capacité en ml	5000
<b>Conform., contrôles, indic.</b>	
CE	•