

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]

Agent neutralisant, acide, 1 l

avec col large, pour une neutralisation optimale à base d'acide organique.



- Neutralisant doux pour l'élimination des résidus alcalins
- Excellente préservation des matériaux, sans tensioactifs
- Combinaison optimale avec le produit de lavage ProCare Med 10 MA
- Compatible avec les cannes d'aspiration Miele grâce au col large
- Emballage recyclable, y compris la fermeture et l'étiquette

Code EAN: 7612594269409 / Numéro de matériel: 11847790 / Ancien Numéro de matériel: 6980M0581V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Utilisations possibles	
Élimine en douceur les résidus alcalins des instruments et ustensiles réutilisables	Sehr gut
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Valeur pH de la solution	2,6
Princip. domaines util.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acides organiques
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'aluminium non anodisé	•
Convient pour la céramique	•
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Sans tensioactifs	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Prévention des dépôts de calcaire dans la chambre de lavage	•
Convient pour les instruments standard	•
Convient pour l'aluminium anodisé	•
Convient pour la neutralisation de l'aluminium non anodisé	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Approprié pour instruments chirurgicaux	•
Approprié pour instruments microchirurgicaux	•
Approprié pour appareils d'anesthésie	•
Approprié pour appareils respiratoires	•
Appropriés pour ustensiles de soin	•
Approprié pour récipients de stérilisation en aluminium	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	244
Cote extérieure, largeur nette en mm	83
Cote extérieure, profondeur nette en mm	83

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]

Agent neutralisant, acide, 1 l

avec col large, pour une neutralisation optimale à base d'acide organique.



Code EAN: 7612594269409 / Numéro de matériel: 11847790 /
Ancien Numéro de matériel: 6980M0581V1

Cote extérieure, hauteur brute en mm	244
Cote extérieure, largeur brute en mm	83
Cote extérieure, profondeur brute en mm	83
Poids brut en kg	1
Capacité en ml	1000
Conform., contrôles, indic.	
CE	•